



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Judd-Masson 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Judd-Masson 自動 開創器

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ヘビーデューティー自動保持ベースフレーム	広い3D視認性を実現するために設計されたマルチポイントシャシー
2	固定式フラット側弁	90度の保護窓を備えた深さ69 mmの外向きパネル
1	調節可能中央弁コンポーネント	内部臓器構造に安全に適合するように構成されたソリッドフラットブレード
1	デュアル手動ラチェットロックアセンブリ	両方のブレードシステムの拡張設定を管理するデュアル機械的ロッククリップ
2	人間工学に基づいた開創鉗子アーム	滑らかな組織保護エッジを備えた軽量構造ハンドル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Judd-Masson 自動開創器は、開腹による恥骨上泌尿器科手術において、軟部組織や臓器を多方向に安全に圧排するために設計された、国際的に高く評価されている泌尿器科・骨盤外科用開創器システムです。極めて剛性の高いマルチポイントシャシー設計により、腹壁、腹直筋、および膀胱縁を機械的な引張状態で固定保持し、助手の疲労を排除しながら、膀胱内腔への広く静止した術野を確保します。

臨床フレームワークの仕様に基づいて構築されたこの Judd-Masson 自動開創器 コンプリートセット（\$399）は、骨盤および腹腔内の広い3D視認性を実現するために設計されたヘビーデューティーな自動保持ベースフレームを特徴としています。最高級の術相プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたこのシステムは、68 mmの標準術部構造深度に加え、90度の保護窓を備えた深さ69 mmの外向き側弁プロファイルを誇ります。調節可能なソリッドフラット中央弁は深部の内部臓器構造に安全に適合し、デュアル手動ラチェットロックアセンブリは両方のブレードシステムの拡張設定

を最大120 mmの水平トラック限界まで制御します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Judd-Masson 自動開創器は、病院での繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、世界中の泌尿器科手術室、骨盤再建センター、一般外科において、優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest