



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kelly com Cabo Anatômico

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kelly com Cabo Anatômico

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	38 mm comp. x 51 mm larg.	Comprimentos Disponíveis: 24 cm ou 26 cm · Estilos de Cabo: Hollow Grip ou Lightweight Grip · Preço (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm comp. x 63 mm larg.	Comprimentos Disponíveis: 24 cm ou 26 cm · Estilos de Cabo: Hollow Grip ou Lightweight Grip · Preço (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm comp. x 76 mm larg.	Comprimentos Disponíveis: 24 cm ou 26 cm · Estilos de Cabo: Hollow Grip ou Lightweight Grip · Preço (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm comp. x 89 mm larg.	Comprimentos Disponíveis: 24 cm ou 26 cm · Estilos de Cabo: Hollow Grip ou Lightweight Grip · Preço (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm comp. x 76 mm larg.	Comprimentos Disponíveis: 24 cm ou 26 cm · Estilos de Cabo: Hollow Grip ou Lightweight Grip · Preço (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Luva Protetora / Caixa	Comprimentos Disponíveis: Embalagem de Trânsito Padrão · Estilos de Cabo: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kelly com Cabo Anatômico representa um avanço ergonômico do tradicional afastador abdominal profundo, projetado especificamente para combinar o deslocamento de tecidos profundos com a redução da

fadiga do usuário. Desenvolvido com um cabo de empunhadura contornada, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contra-tração contínua e firme em músculos densos e vísceras, prevenindo câibras manuais durante procedimentos prolongados.

Fabricada em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), esta série da Retractor Maker oferece uma variedade de comprimentos, larguras e configurações de cabo via menu de pedido personalizado. Os cirurgiões podem escolher entre o cabo Hollow Grip ou Lightweight Grip, combinados com comprimentos totais de 24 cm (\$94) ou 26 cm (\$99). A linha apresenta cinco dimensões de lâmina: 38 x 51 mm, 51 x 63 mm, 63 x 76 mm, 76 x 89 mm e 89 x 76 mm, cada uma terminando em um rebordo arredondado para evitar o deslizamento do tecido.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Kelly com Cabo Anatômico para suportar tração mecânica pesada e ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos gerais, ginecológicos e ortopédicos durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total compatibilidade com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest