



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal de Doble Extremo Cerkes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal de Doble Extremo Cerkes

SKU RM-CDENR-1

\$69 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Grande (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal de Doble Extremo Cerkes es un retractor quirúrgico de rinoplastia diseñado específicamente para proporcionar elevación de tejido a múltiples profundidades y una exposición anatómica precisa durante procedimientos nasales estéticos y reconstructivos. Diseñado en colaboración con técnicas avanzadas de rinoplastia, este instrumento de doble extremo permite a los cirujanos movilizar la cubierta cutánea nasal y los cartílagos laterales inferiores sin cambiar de instrumento durante la disección.

Fabricado para una flexibilidad procedimental refinada, este modelo Cerkes de Retractor Maker cuenta con una longitud total de 15 cm y se fabrica en dos configuraciones de hoja seleccionables. La Configuración Pequeña (\$69) integra una hoja de 10 mm × 7 mm en un lado y una de 15 mm × 7 mm en el opuesto, mientras que la Configuración Grande (\$74) presenta una hoja expansiva de 30 mm × 8 mm junto con una de 35 mm × 10 mm. Los bordes lisos y contorneados de las hojas evitan desgarros en la mucosa manteniendo una retracción rígida y estable.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico superior con un acabado mate satinado antirreflejos, Retractor Maker produce el Separador Nasal de Doble Extremo Cerkes para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a cirujanos plásticos y otorrinolaringólogos de todo el mundo un equilibrio táctil excepcional, resistencia a la corrosión y longevidad quirúrgica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest