



## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор кожный Sisson Skin Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ретрактор кожный Sisson Skin Retractor

**SKU** RM-SSR-105-1

**\$84 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ         | SKU / ДЕТАЛИ                                                   | ЦЕНА (USD) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Sisson Skin Retractor    | Общая длина 10.5 см, острый крючок 1×1 зубца, плоская рукоятка | \$84       |
| Защитный чехол / Коробка | Индивидуальная транспортная упаковка                           | \$84       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sisson Skin Retractor — это специализированный ручной микрохирургический ретрактор, разработанный специально для надежной, исключающей скольжение элевации кожных лоскутов и точного разведения краев ран во время деликатных пластических, реконструктивных и челюстно-лицевых операций. Инструмент с ультратонким профилем крючка позволяет хирургу чисто захватывать кожные и подкожные края, не сдавливая микроциркуляторное русло дермы и не вызывая некроза тканей.

Данная конфигурация Sisson Skin Retractor имеет общую длину 10.5 см (\$84), оптимизированную для высокоточных манипуляций с тканями в ограниченном пространстве, и обладает максимальной долговечностью и коррозионной стойкостью, подтвержденной пожизненной гарантией. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и оснащен асимметричным блоком острых зубцов 1×1. Острые зубцы тщательно заточены для обеспечения надежной фиксации на краях кожи, что гарантирует стабильное удержание тканей при наложении швов под большим увеличением. Плоская рукоятка обеспечивает удобный рычаг и снижает утомляемость рук.

Sisson Skin Retractor от Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая отделения пластической хирургии, офтальмологические операционные и ЛОР-клиники по всему миру инструментом с бескомпромиссной

жесткостью конструкции и полной клинической надежностью.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest