



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Judd-Masson Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Judd-Masson Otostatik Ekartör

SKU RM-JMSR-399-1

\$399 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ağır Hizmet Tipi Otostatik Ana Çerçeve	Geniş 3D görünürlük için tasarlanmış çok noktalı şasi
2	Sabit Düz Lateral Kanatlar	90 derecelik koruyucu pencerelere sahip 69 mm derinliğinde dışa bakan paneller
1	Ayarlanabilir Merkezi Kanat Bileşeni	İç organ yapılarına güvenli şekilde uyum sağlayacak şekilde yapılandırılmış masif düz kanat
1	Çift Manuel Mandallı Kilit Düzeneği	Her iki kanat sistemi için genişleme ayarlarını yöneten çift mekanik kilitleme klipsi
2	Ergonomik Ekartör Kollar	Pürüzsüz doku koruyucu kenarlarla üretilmiş hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart nakliye ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Judd-Masson Otostatik Ekartör, açık suprapubik ürolojik prosedürler sırasında güvenli, çok yönlü yumuşak doku ve visseral deplasman sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda tanınan bir ürolojik ve pelvik cerrahi ekartör sistemidir. Ultra rijit çok noktalı bir şasi ile tasarlanan bu enstrüman, abdominal duvarı, rektus kaslarını ve mesane kenarlarını kilitli mekanik gerilim altında açık tutarak asistan yorulmasını ortadan kaldırırken mesane lümenine geniş, statik bir görüş koridoru sağlar.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına uygun olarak üretilen bu Judd-Masson Otostatik Ekartör tam seti (\$399), pelvik ve abdominal boşluklarda geniş 3D görünürlük için tasarlanmış ağır hizmet tipi otostatik bir ana çerçeveye sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sistem, 68

mm standart operatif yapısal derinliğe ve 90 derecelik koruyucu pencerelere sahip 69 mm derinliğinde dışa bakan lateral doku panellerine sahiptir. Ayarlanabilir masif düz merkezi kanadı, derin iç organ yapılarına güvenli bir şekilde uyum sağlarken, çift manuel mandallı kilit düzeneği, her iki kanat sistemi için genişleme ayarlarını maksimum 120 mm yatay ray limitine kadar yönetir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Judd-Masson Otostatik Ekartör sistemini tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki üroloji ameliyathanelerine, pelvik rekonstrüktif merkezlere ve genel cerrahi servislerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest