



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor

SKU RM-DEFNR-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	リーチ 9 ¾" (17 cm)、左曲がり先端プロファイル	\$54
保護スリーブ / 箱	個別配送用パッケージ	\$54

製品詳細

Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractorは、内視鏡下での前額および眉毛挙上術において、非外傷的な神経の授動と組織のレトラクションを安全に行うために特別に設計された美容・形成外科用器具です。硬性内視鏡と併用するように設計されており、繊細な眼窩上神経束や滑車上神経束を保護しながら、術者が骨膜下組織プレーンを剥離・挙上することを可能にします。

狭い術野でのダイナミックなアクセスを実現するため、このDaniel Endoscopic Forehead Nerve Retractorの構成は全長 9 ¾ inches (17 cm, \$54) を備えています。ワーキングエンドには、局所的な伸展神経失行や血管損傷を引き起こすことなく、複雑な神経束周辺の軟部組織を的確に回避・保持する特殊な左曲がり形状を採用しています。人間工学に基づいたフラットハンドルは、繊細な内視鏡下トンネリング中にも優れた触覚感度と滑り止めの制御を提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から機械加工され、反射を抑えたサテンマット仕上げが施されています。Retractor Makerは、Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractorを末滅菌・オートクレーブ対応の保護包装で供給し、世界中の形成・再建外科医に優れた耐久性、バランス、および手技の精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest