



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Esternal Cooley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Esternal Cooley

SKU RM-CSR-STD-1

\$354 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Perfil Infantil — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
Perfil Adulto — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
Perfil Extra Grande — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Esternal Cooley é um instrumento cirúrgico cardiotorácico fundamental, projetado especificamente para fornecer uma separação esternal simétrica e confiável, além de ampla exposição mediastinal durante operações cardíacas e torácicas abertas. Projetado com um robusto mecanismo de engrenagem tipo cremalheira, este afastador autoestático distribui a força de afastamento pesada de forma suave em ambas as margens hemiesternais, prevenindo fraturas ósseas localizadas e luxação costochondral.

Construído para acomodar diversos perfis anatômicos de pacientes, o Afastador Esternal Cooley é fabricado em três configurações precisamente dimensionadas: Perfil Infantil (145 × 140 × 21 × 45 mm, \$354), Perfil Adulto (200 × 180 × 32 × 50 mm, \$364) e um Perfil Extra Grande (178 × 152 × 102 × 29 mm, \$374). Suas lâminas com curvas anatômicas e abas protetoras assentam-se firmemente contra as corticais esternais divididas, mantendo um campo visual estável durante a canulação de bypass, reconstrução valvar e anastomoses de enxertos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Esternal Cooley para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às salas de cirurgia cardíaca em todo o

mundo rigidez mecânica excepcional, ação de manivela suave e durabilidade vitalícia.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)