



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ambidextrous Self-Retaining Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU RM-ASRR-AMB-1

\$239 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4×3 Zähne Anordnung	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 Zähne Anordnung	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 Zähne Layout	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Ambidextrous Self-Retaining Retractors bieten eine anpassungsfähige, beidseitig nutzbare Expositionsplattform, die sowohl für links- als auch für rechtshändige chirurgische Ansätze entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem symmetrischen Fingerring-Chassis und einer reversiblen Sperrklinke, eliminieren diese Retraktoren Positionierungsschwierigkeiten und ermöglichen dem OP-Team, das Instrument von jeder Seite des Tisches aus zu montieren.

Konzipiert für den robusten Gewebeeingriff bei flachen und mittleren Wundtiefen, wird die Ambidextrous Self-Retaining Retractors Serie in drei unterschiedlichen Backen- und Zinkenkonfigurationen angeboten: ein 4×3-Zahn-Layout (\$239), ein ausgewogenes 4×4-Zahn-Layout (\$249) und ein breites 7×7-Zahn-Layout (\$259), das darauf ausgelegt ist, den Haltedruck über breite Muskelebenen zu verteilen. Die mehrstufige mechanische Rastung verriegelt sicher unter hoher Gewebespannung und verhindert ein versehentliches Lösen während der Präparation.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, stellt Retractor Maker die Ambidextrous Self-Retaining Retractors nach anspruchsvollen klinischen Standards her, um eine reibungslose Ratschenfunktion, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit zu gewährleisten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest