



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Condilar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Condilar

SKU RM-CONDR-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Condilar es un separador quirúrgico maxilofacial indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una exposición segura y antideslizante del cóndilo mandibular y el cuello subcondilar durante procedimientos ortognáticos y de trauma. Diseñado para engancharse de forma segura detrás del borde posterior de la rama ascendente, este instrumento permite al cirujano desplazar los tejidos pterigomaseteinos gruesos mientras protege las estructuras neurovasculares críticas.

Construido para acceso intraoral profundo, este modelo de Separador Condilar presenta una longitud total de 21 cm que proporciona un alcance máximo mientras reduce significativamente la fatiga del asistente durante cirugías prolongadas. El instrumento se fabrica en dos dimensiones de hoja seleccionables: 8 mm × 27 mm (\$44) y 10 mm × 44 mm (\$49). Su extremo de trabajo incorpora dentados transversales especializados, diseñados explícitamente para proporcionar un agarre mejorado en tejidos periostales resbaladizos, asegurando una contracción constante sin deslizamientos accidentales de los márgenes del hueso cortical.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador Condilar para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los cirujanos orales, maxilofaciales y plásticos de todo el mundo un equilibrio ergonómico superior, alta resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest