



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Henly 開創器用フレーム

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Henly 開創器用フレーム

SKU RM-HRF-6CM-1

\$124 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Henly 開創器用フレーム	6 cm 開創幅、フィンガーリング・ラチェット式シャーシ、センターブレード用ソケット	\$124
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$124

製品詳細

Henly 開創器用フレームは、血管外科、一般外科、整形外科において、信頼性の高い多方向の軟部組織展開を実現するために設計された、基礎となる自動固定式開創器シャーシです。モジュール式のサイドブレードおよびセンターブレードのアタッチメントを装着できるように設計されており、助手の手を借りることなく、標準的な2アームの側方展開を包括的な3方向の術野確保へと転換させることが可能です。

臨床フレームワークの基準に従って構築されたこの Henly 開創器用フレームの構成は、最大 6 cm (60 mm) のアーム分離幅、\$124) の開創能力を備え、多様な切開寸法に対応します。ハンドルアセンブリには、自動的に継続的な牽引張力を維持する多段階ロック式ラチェットギア内蔵のダブルフィンガーリングレイアウトが採用されています。統合された中央クロスバーは交換可能なセンターブレードに対応し、繊細な血管剥離の間も強固な安定性を確保します。

Retractor Maker は、プレミアムな医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に無反射のサテンマット仕上げを施して製造しており、繰り返しの院内滅菌サイクルに耐え、高い耐食性、スムーズな機械的ギアトラッキング、および世界中の手術室で求められる完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest