



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Campbell Nervenwurzel-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Campbell Nerve nwurzel-Retrakt or

SKU RM-CNRR-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Campbell Nervenwurzel-Retraktor	8 ¾" (22.2 cm) Länge, 10-10.5 mm breites Blatt	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Campbell Nervenwurzel-Retraktor ist ein spezialisiertes wirbelsäulenchirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und den Schutz des Thekalsacks sowie der austretenden Nervenwurzeln bei lumbalen Dekompressionsoperationen entwickelt wurde. Mit seinem verlängerten, schlanken Schaft ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen eine tiefe Visualisierung des Interlaminarraums, während die manuelle Instrumentierung außerhalb der direkten mikroskopischen Sichtlinie bleibt.

Dieses Modell des Campbell Nervenwurzel-Retraktors wurde für eine optimale Handhabung von neuralem Gewebe entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 8 ¾ Zoll (22.2 cm) in Kombination mit einem breiten Blattprofil von 10 mm bis 10.5 mm. Im Gegensatz zu Sonden mit schmalen Spitzen, die das Risiko einer fokalen Drucknekrose bergen, verteilt dieses breite Blattdesign die Traktionskräfte gleichmäßig auf die Nervenhüllen und hält die Nervenfasern sanft von rotierenden Fräsen, Hohlmeißelzangen und Interbody-Cages fern. Sein ergonomischer Griff bietet eine feine taktile Rückmeldung und rutschfeste Kontrolle bei diffizilen Diskektomien.

Hergestellt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien satinierten Oberfläche, liefert Retractor Maker den Campbell Nervenwurzel-Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung aus. Damit bietet er spinalen und neurochirurgischen Operationssälen weltweit unübertroffene Präzision und Korrosionsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest