



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus mous collatéraux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de tissus mous collatéraux

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de tissus mous collatéraux	Longueur 9 ½", lame 45 mm, pointe courbe à 2 broches 11 mm	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tissus mous collatéraux est un instrument chirurgical orthopédique de précision conçu spécifiquement pour assurer une rétraction douce et antidérapante des ligaments collatéraux, de la capsule et des tissus mous périarticulaires lors de la chirurgie de reconstruction du genou. Doté d'une tige arquée et d'une pointe incurvée à deux broches, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de mobiliser les couches tissulaires en toute sécurité loin des blocs de coupe osseuse.

Conçu pour un dégagement articulaire optimal, cette configuration d'écarteur de tissus mous collatéraux présente une longueur totale de 9 ½ inches (environ 24.13 cm, \$69). Son extrémité travaillante comprend une lame de 45 mm se terminant par une disposition à 2 broches de 11 mm de large sur un profil incurvé. Cette conception anatomique à deux broches soutient les tissus ligamentaires en toute sécurité, répartissant les forces de contre-traction sur deux points de contact pour éviter tout glissement ou contusion tissulaire focale pendant l'arthroplastie articulaire.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de tissus mous collatéraux pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie orthopédique une résistance mécanique supérieure, une résistance à la corrosion et une fiabilité chirurgicale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest