



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Labial e de Bochecha Bishop

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Labial e de Bochecha Bishop

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Labial e de Bochecha Bishop	Comprimento total de 13.5 cm, lâminas de ponta dupla de 27 mm	\$24
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$24

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Labial e de Bochecha Bishop é um afastador cirúrgico versátil, de ponta dupla, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento atraumático de bochechas, lábios e mucosa oral durante procedimentos odontológicos, bucomaxilofaciais e de fenda palatina. Projetado com margens lisas e arredondadas, este instrumento mantém os tecidos moles intraorais afastados de brocas cirúrgicas e linhas de sutura sem causar isquemia focal.

Construído para manipulação intraoral multifuncional, este modelo do Afastador Labial e de Bochecha Bishop apresenta um comprimento total de 13.5 cm (\$24) com extremidades de trabalho de 27 mm de largura. Sua geometria de ponta dupla incorpora curvaturas de lâmina ligeiramente diferentes em extremidades opostas, permitindo que os cirurgiões se adaptem rapidamente a anatomias faciais e ângulos cirúrgicos variados sem trocar de instrumento. O cabo central contornado proporciona aos assistentes cirúrgicos um controle manual firme e antiderrapante.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Labial e de Bochecha Bishop para suportar ciclos rigorosos de autoclave hospitalar, oferecendo durabilidade clínica duradoura, alta resistência à corrosão e equilíbrio ergonômico para salas de cirurgia odontológica e oral em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest