



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Leyla Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Leyla Retractor

SKU RM-LR-1

\$1,199 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	フレキシブルアーム用固定ベース	両方のフレキシブルアームを保持ロッドに固定する中央マウントブロック
2	フレキシブルアーム	正確な位置決めのために360度可動する多関節フリクションアーム
2	フラット脳べら用サポート	脳べらをフレキシブルアームに接続するための先端マウントアダプター
1	テーブル固定用ボールジョイント	テーブルレール上でサポートロッドの角度を自在に調整できる多軸ジョイント
1	固定用保持ロッド	システムを術野のドレープラインより高い位置に保持する堅牢なステンレス製支柱
1	カップリングヘッド	保持ロッドを手術台のサイドレールにロックする高耐久クランプブロック
2	フラット脳べら用ホルダー	フラットまたはフレキシブルな脳べらを確実に把持する精密クランプ機構
1	木製収納ボックス	保管、輸送、在庫管理のための専用フィット保護ボックス

製品詳細

Leyla Retractorは、開頭術および脊椎手術において非外傷的かつ微調整可能な脳組織圧排を提供するために設計された、定評のある脳神経外科用開創器です。頑丈なカップリングヘッドとボールジョイントを介して手術台のアクセサリレールに確実に

に固定されるこのデュアルアームシステムは、圧排荷重を分散させ、助手の手を借りずにブレのない術野展開を実現します。

術中のスムーズな関節可動と迅速な調整を目的としたこのLeyla Retractorコンプリートセットには、ステンレス製保持ロッド、デュアルアーム固定ベース、および2本の多関節フレキシブル・フリクションアームが含まれています。先端部には精密なスパチュラ固定機構と360度回転するフラット脳べらサポートが組み込まれており、術者は狭い術野通路においてもミリ単位で繊細な組織変位を行うことが可能です。

非磁性の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン仕上げを施しています。Retractor Makerは、最大限の保護と手術室での整理されたプレゼンテーションのため、Leyla Retractorを未滅菌の状態で、カスタムフィットの木製収納ボックスに収めて供給します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest