



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Retrator em Leque com 5 Dedos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Retrator em Leque com 5 Dedos

SKU RM-FR5F-299-1

\$299 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
5 mm — Articulado	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — Não Articulado	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — Articulado	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — Não Articulado	RM-FR5F-10N-1	\$299

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Retrator em Leque com 5 Dedos é um retrator cirúrgico laparoscópico de primeira linha projetado especificamente para proporcionar deslocamento expansivo e atraumático de órgãos e elevação visceral de superfície ampla durante procedimentos minimamente invasivos gerais, bariátricos e ginecológicos. Projetado com cinco lâminas mecânicas interligadas que se doblam em um perfil esguio para inserção no trocarte, este instrumento se expande dentro da cavidade peritoneal em uma grade ampla em forma de leque que afasta suavemente grandes estruturas anatômicas dos planos de dissecação operatória.

Construído de acordo com as especificações da estrutura clínica, este modelo de Retrator em Leque com 5 Dedos (\$299) está disponível em opções de diâmetro de haste de 5 mm ou 10 mm, com comprimentos de trabalho variando de 330 mm a 375 mm (comprimento total do instrumento de 438 mm a 487 mm). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem escolher entre os tipos funcionais de haste Articulada ou Não Articulada para navegar em torno de obstáculos pélvicos e abdominais complexos. O chassi canulado integra uma porta de descarga luer-lock dedicada que garante a limpeza completa do lúmen e a remoção de resíduos biológicos. As margens lisas e arredondadas dos dedos dispersam a contração uniformemente para proteger o parênquima visceral frágil.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Retrator em Leque com 5 Dedos para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de cirurgia laparoscópica, suítes bariátricas e centros de doenças digestivas em todo o mundo excepcional estabilidade mecânica, resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)