



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Derin Rake Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Derin Rake Ekartör

SKU RM-DRR-1

\$68 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
38 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 38 mm derinlik — Orta derece subkutan ve muskuler retraksiyon	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 51 mm derinlik — Standart abdominal duvar ve ortopedik eklem ekartmanı	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 63 mm derinlik — Derin pelvik taban ve paraspinal kas ekarte etme	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Derinlik — 57 mm genişlik x 76 mm derinlik — Maksimum derinlik bariatrik ve ağır kas manevrası	RM-DRR-1-4	\$80

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Derin Rake Ekartör, derin abdominal, ortopedik ve pelvik operasyonlar sırasında güçlü ve kontrollü doku yer değiştirmesi sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir cerrahi alettir. Sağlam 4 uçlu künt tırmık mimarisiyle tasarlanan bu ekartör, cerrahi ekiplerin kalın deri altı yağ tabakalarını, ağır kas kitlelerini ve fibröz fasya düzlemlerini dokuyu yırtmadan mobilize etmelerine olanak tanır.

Çok yönlü derin boşluk açıklığı için üretilen bu Derin Rake Ekartör serisi, asistanın ellerini cerrahi koridorun güvenli bir şekilde dışında tutan 27 cm'lik uzatılmış bir toplam uzunluğa sahiptir. Cihaz, dört seçilebilir uç derinliğinde sunulan 57 mm genişliğinde bir tırmık başlığı içerir: 57 mm x 38 mm (\$68), 57 mm x 51 mm (\$72), 57 mm x 63 mm (\$76) ve 57 mm x 76 mm (\$80). Yuvarlatılmış künt uçları çekiş kuvvetlerini eşit olarak

dağıtırken, ergonomik damla halka sapı güvenli ve yorulmadan manuel kaldıraç sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Derin Rake Ekartör'ü yüksek çekme mukavemeti, olağanüstü korozyon direnci ve dünya çapındaki genel, ortopedik ve travma cerrahi sütleri için tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik standartlara göre üretir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest