



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Freeman Flep Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Freeman Flep Ekartörü

SKU RM-FFR-8-1

\$19 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
½" (12 mm) Genişlik — Eğri veya Düz	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) Genişliğinde — Eğri veya Düz	RM-FFR-8-1-2	\$24

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Freeman Flap Retractor, estetik ve rekonstrüktif prosedürler sırasında stabil, atravmatik flep elevasyonu ve subkutan doku ekarte işlemi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, vazgeçilmez bir el tipi plastik cerrahi aletidir. Nazik bir tutucu dudak ile sonlanan pürüzsüz bir bıçak profiliyle tasarlanan bu enstrüman, cerrahların doku yırtılmasına veya kenar nekrozuna neden olmadan geniş çalışma alanları oluşturmaya olanak tanır.

Tam prosedürel uyum için üretilen bu Freeman Flap Retractor modeli, 8 inç (20.3 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Cerrahlar, aleti seçilebilir bıçak genişlikleri aracılığıyla özelleştirebilir: Hassas ve lokalize flep elevasyonu için ½ inç (12 mm) genişliğinde bıçak (\$19) ve daha geniş kutanöz planlar için 1 inç (24 mm) genişliğinde bıçak (\$24). Her iki genişlik de değişen doku vektörlerine uyum sağlamak için seçilebilir Eğri veya Düz uç profillerinde mevcuttur. Dengeli yassı sapı, konforlu ve yorulmadan manuel kavrama sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Freeman Flap Retractor ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki plastik, estetik ve genel cerrahi ünitelerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest