



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Передний бедренный мышцелковый ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Передний бедренный мышцелковый ретрактор

SKU RM-AFCR-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Передний бедренный мышцелковый ретрактор	Длина 5" (12.7 cm), фенестрированная зазубренная лопатка 45 mm	\$99
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Передний бедренный мышцелковый ретрактор — это прецизионный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения оптимальной передней экспозиции дистального отдела бедренной кости во время первичной и ревизионной артропластики коленного сустава. Плотнo фиксируясь на передней кортикальной пластинке, этот инструмент смещает ткани четырехглавой мышцы и разгибательный аппарат, не оказывая чрезмерного давления на окружающие связи.

Данная конфигурация ретрактора от Retractor Maker разработана для превосходной интраоперационной эргономики, имеет общую длину 5 дюймов (12.7 cm) и рабочую часть шириной 45 mm. Лопатка имеет изогнутую фенестрированную геометрию, которая снижает общий вес инструмента, сводя к минимуму усталость рук ассистента во время длительных реконструкций сустава. Отчетливые перекрестные насечки на кончике лопатки обеспечивают улучшенное сцепление с тканями, предотвращая соскальзывание ретрактора с костного мышцелка бедра под действием противотяги.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, передний бедренный мышцелковый ретрактор Retractor Maker выдерживает высокие механические нагрузки и повторяющиеся циклы парового автоклавирования, обеспечивая бригадам по реконструкции суставов надежность и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest