



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Maxwell Flap Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Maxwell Flap Retractor

SKU RM-MFR-4IN-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
22 mm 幅レイアウト	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm 幅 レイアウト	RM-MFR-4IN-1-2	\$34

製品詳細

Maxwell Flap Retractorは、フェイスリフト、眼瞼成形術、および軟部組織手術において、確実に滑りのない皮弁挙上を行うために特別に設計された形成・再建外科用手保持式リトラクターです。鋭いレイク状の爪を備えたこの器具は、局所的な皮膚の裂傷を引き起こすことなく、皮膚および皮下層に対して均一な手動の対向牽引をかけることを可能にします。

狭い術野での繊細な手動制御のために構築されたこのMaxwell Flap Retractorは、4インチ (10.2 cm) の均一な全長を維持し、助手に優れた指先の感度を提供します。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたワーキングブレードは、2つの選択可能な幅にわたる4本の鋭い爪のレイアウトを採用しています。局所的な顔面フラップ用の22 mm幅 (\$29) と、頬部や頸部の広範な剥離用の38 mm幅 (\$34) があります。人間工学に基づいたフラットハンドルは、疲労の少ないグリップの安定性を保証します。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Maker製のMaxwell Flap Retractorは、繰り返しのオートクレーブサイクルに耐えるよう製造されており、高い耐食性、強固な構造的剛性、および世界中の美容外科・顔面形成外科クリニック向けの完全な耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest