



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Брюшной ретрактор Ricard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Брюшной ретрактор Ricard

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся базовая рама	Шасси с изогнутыми браншами для улучшения визуального доступа
2 (1 пара)	Съемные цельные боковые зеркала	Широкие ковшеобразные боковые панели (Вариант А: 50×58 mm / Вариант В: 60×80 mm)
1	Съемное центральное зеркало	Асимметричная плоская пластина (Вариант А: 55×70 mm / Вариант В: 80×90 mm)
1	Специальный винтовой замок	Ручной механизм вращения для фиксации разведения лопастей
1	Компактная ручка-крючок	Встроенный минималистичный захват для экономии рабочего пространства
1	Защитная упаковка / Коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Брюшной ретрактор Ricard — это признанная во всем мире система хирургических ретракторов, разработанная специально для безопасного и обширного смещения мягких тканей и внутренних органов во время крупных открытых лапаротомий и операций на органах малого таза. Благодаря конструкции с изогнутыми браншами шасси и трехлопастной геометрии, этот инструмент удерживает брюшную стенку и органы таза в открытом состоянии под заблокированным механическим натяжением, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя беспрепятственный обзор брюшной полости.

Серия ретракторов Ricard, предназначенная для работы с различной глубиной разреза, представлена в двух основных вариантах комплектации: Вариант А (Набор Compact, \$229) состоит из одного центрального зеркала 55 mm × 70 mm в паре с двумя боковыми зеркалами 50 mm × 58 mm; Вариант В (Набор Large, \$249) включает одно центральное зеркало 80 mm × 90 mm и пару боковых зеркал 60 mm × 80 mm. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных. Широкие боковые панели с закругленными краями аккуратно захватывают и удерживают массивные мышечные слои, а специальный винтовой замок с ручным механизмом вращения жестко фиксирует разведение лопастей. Встроенная компактная ручка-крючок экономит жизненно важное пространство в операционном поле.

Обладая антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Ricard производства Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования в госпитальных условиях, обеспечивая исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и долговечность в отделениях общей хирургии, акушерства и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest