



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Burford Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Burford Rib Spreader

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Seçenek 3 (Kompakt Açıklık) — 200 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Seçenek 1 (Orta Boy Açıklık) — 260 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Seçenek 2 (Maksimum Açıklık) — 300 mm maximum spread — 1 pair 47×62 mm + 1 pair 65×62 mm lateral bıçaklar	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Burford Rib Spreader, majör pulmoner, özofagus ve kardiyovasküler operasyonlar sırasında kontrollü, atravmatik kaburga ayırma ve göğüs duvarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir torasik cerrahi ekartör sistemidir. Sağlam bir paralel ray düzeneği ve değiştirilebilir kavisli kanatlarla tasarlanan bu alet, cerrahların mekanik distraksiyon kuvvetlerini bitişik kaburgalara eşit şekilde dağıtmasına olanak tanıyarak intraoperatif kaburga kırıklarını önlerken geniş ve statik bir operasyon alanı sağlar.

Farklı hasta boyutlarına ve cerrahi yaklaşımlara uyum sağlayacak şekilde üretilen bu Burford Rib Spreader kiti, cerrahi taleplere göre üç farklı konfigürasyonda sunulmaktadır. Seçenek 1 (Medium Spread, \$379) 260 mm'lik bir ray açıklığına; Seçenek 2 (Maximum Spread, \$399) derin torasik ve bariatrik maruziyetler için 300 mm'lik genişletilmiş bir açıklığa; Seçenek 3 (Compact Spread, \$359) ise 200 mm'lik bir açıklığa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen her çerçeve kiti, değişen göğüs duvarı kalınlıklarına uyum sağlamak için birer çift sıg 47 mm × 62 mm ve derin 65 mm × 62 mm lateral kanat ile

birlikte eksiksiz olarak tedarik edilir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker markalı Burford Rib Spreader, ağır mekanik torka ve tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki kardiyotorasik cerrahi ünitelerine, travma merkezlerine ve akciğer nakli merkezlerine olağanüstü yapısal rijitlik, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest