



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Pelvic Retractor Blunt - Künt Pelvik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Pelvic Retractor Blunt - Kunt Pelvik Ekartör

SKU RM-PRB-105-1

\$89 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Pelvic Retractor Blunt	10 ½" (26.67 cm) uzunluk, 1" genişliğinde masif kunt uç	\$89
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Pelvic Retractor Blunt, majör pelvik ve abdominal operasyonlar sırasında pelvik organların, mesanenin ve derin kas duvarlarının güvenli, atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir derin boşluk cerrahi ekartördür. Yumuşak, kunt bir ucla sonlanan geniş ve kavisli bıçak yapısıyla tasarlanan bu alet, derin pelvik organları cerrahi alandan temiz bir şekilde izole ederken lokalize kontüzyonlara veya doku laserasyonlarına neden olmaz.

Sık sterilizasyon protokollerine dayanacak ve korozyona karşı yüksek direnç gösterecek şekilde üretilen bu Pelvic Retractor Blunt konfigürasyonu, 10 ½ inç (26.67 cm) toplam uzunluğu ile gerçek pelvise mükemmel erişim sağlar. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen çalışma ucu, sürekli manuel karşı-traksiyon altında pelvik dokuları güvenli bir şekilde kavramak için tasarlanmış 1 inç (2.54 cm) genişliğinde masif kunt uç yerleşimine sahiptir. Ergonomik sapı, asistanların uzun süreli pelvik rekonstrüktif prosedürler boyunca yorulmadan manuel kaldırma gücü uygulamasını sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker markalı Pelvic Retractor Blunt, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki jinekolojik, ürolojik ve ortopedik pelvik travma ünitelerine yüksek yapısal rijidite, korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest