



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktor

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktor ist ein spezialisiertes mikrochirurgisches Instrument für die Wirbelsäule, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion und den Schutz der verlaufenden Nervenwurzeln und des Duralsacks während der lumbalen Bandscheibenexzision entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verlängerten, schlanken Schaft, ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen das komfortable Arbeiten in tiefen interlaminären Fenstern, ohne die mikroskopische Sicht zu behindern oder den Raum für Mikroinstrumente einzuschränken.

Dieses Modell des McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktors bietet die notwendige Reichweite in komplexen Wirbelsäulenumgebungen und behält dabei eine einheitliche Klingenform mit einer 6.0 mm breiten stumpfen Klinge bei. Die Spitzenkonfiguration verfügt über ein um 90 Grad abgewinkeltes stumpfes Arbeitsende, das so konturiert ist, dass es die Nervenwurzeln sanft umschließt und fokale Traktionsneuropaxien oder versehentliche Duralazerationen verhindert. Das aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument ist in zwei Schaftlängen erhältlich: 12.8 cm (\$64) für Standardzugänge und 14.5 cm (\$74) für tiefere Operationsstellen. Sein ergonomischer Griff bietet ein präzises taktil Feedback.

Der von Retractor Maker mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedete McCulloch-Type Nervenwurzel-Retraktor ist für wiederholte Autoklavenzyklen im Krankenhaus ausgelegt und bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit für neurochirurgische und orthopädische Wirbelsäulenzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest