



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter GYN Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Bookwalter GYN Retractor System

SKU RM-BGRS-1

\$1,699 USD


KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Stativstange	12" (30 cm)
1	Stativkupplung	Standard
1	Horizontalarm	Standard
4	Kippratschen-Mechanismen	Multi-Winkel
1	Perinealring mit Kerben	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	Laterale Vaginalvalven	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Posteriore Vaginalvalve	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter GYN Retractor System ist ein am Operationstisch fixierter, selbsthaltender Wundspreizer, der eine stabile, freihändige Sicht bei gynäkologischen und vaginalen Operationen gewährleistet. Der modulare Aufbau kombiniert eine Stativstange, einen horizontalen Trägerarm, einen gekerbten Perinealring und verstellbare Kippratschen-Mechanismen zur sicheren Fixierung ausgewählter Valven um das Operationsfeld.

Die GYN-Konfiguration umfasst einen 9½" × 14½" großen gekerbten Perinealring, vier Multi-Winkel-Kippratschen, laterale und posteriore Vaginalvalven sowie zwei Deaver-Valven. Das komplette Set wird in einem speziellen Sterilisationscontainer für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert.

Das Bookwalter GYN Retractor System wird aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und unsteril geliefert. Es ist für die Wiederverwendung und Autoklavierung konzipiert und sollte vor Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Einrichtung gereinigt und sterilisiert werden.

Retractor Maker liefert das Bookwalter GYN Retractor System direkt an Krankenhäuser, Händler und andere B2B-Kunden.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest