



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

S-Form Wundhaken doppelseitig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S-Form Wundhaken doppelseitig

SKU RM-SSDER-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10.0 cm (approx. 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm doppelendig	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (approx. 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm zwei Enden	RM-SSDER-1-2	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der S-Form Wundhaken doppelseitig ist ein unverzichtbarer manueller chirurgischer Retraktor, der speziell für die sanfte, atraumatische Weichteilverdrängung und Wundrandexposition bei plastischen, allgemeinchirurgischen und HNO-Eingriffen entwickelt wurde. Durch das anatomisch doppelt gebogene S-förmige Chassis ermöglicht dieses Instrument dem Assistenten eine stetige Gegenzugkraft, während die Handführung außerhalb der direkten Sichtlinie des Chirurgen bleibt.

Konzipiert für häufige Autoklavierzyklen und ausgestattet mit einer lebenslangen Garantie gegen Rost und Defekte, ist diese S-Form-Wundhakenserie in zwei Gesamtlängen erhältlich: 10 cm (\$29) und 11,5 cm (\$34). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügen die Arbeitsvalven über asymmetrische, doppelseitige Maße von 15 mm × 11 mm an einem Ende und 14 mm × 10 mm am gegenüberliegenden Ende. Die glatten, S-förmigen Kurven optimieren die visuelle Klarheit, minimieren lokale Gewebeschäden und verhindern lokale ischämische Druckstellen.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den S-Form Wundhaken doppelseitig nach strengen klinischen Toleranzen. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für OP-Säle, ambulante Chirurgiezentren und kosmetische Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest