



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cooley Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cooley Rippenspreizer

SKU RM-CRS-SERIES-2

\$319 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Säuglingsprofil — 12 mm × 16 mm — 95 mm maximale Spreizung — Neonataler und infantiler Thoraxzugang, kongenitale Herzchirurgie	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm maximale Spreizweite — Pädiatrische Herzeingriffe und Thorakotomie	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
Standard-Erwachsenenprofil — 21 mm × 44 mm — 150 mm maximale Spreizweite — Standard Thorakotomie bei Erwachsenen, Lobektomie und Lungenresektion	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
Großes Erwachsenenprofil — 35 mm × 50 mm — 200 mm maximale Spreizung — Bariatrische Thoraxchirurgie, tiefe mediastinale Expositionen	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cooley Rippenspreizer ist ein international anerkannter kardiothorakaler Retraktor, der speziell für die sichere, graduelle interkostale Rippenseparation bei kardiovaskulären, pulmonalen und mediastinalen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit gebogenen, gefensterten lateralen Valven, die sich sanft an die Rippenränder anlegen, ermöglicht dieses Instrument eine gleichmäßige Verteilung des Gegenzugs. Dies beugt Rippenfrakturen vor und erhält gleichzeitig einen ungehinderten Sichtkorridor in die Thoraxhöhle.

Um das gesamte Spektrum des Patientenhabitus abzudecken, wird die Cooley Rippenspreizer-Linie in vier klinischen Größenprofilen angeboten: das Infant-Profil (\$319) mit 12 mm × 16 mm Valven und 95 mm maximaler Spreizweite; das Pediatric-Profil (\$329) mit 15 mm × 30 mm Valven und 140 mm maximaler Spreizweite; das Standard-Adult-Profil (\$339) mit 21 mm × 44 mm Valven und 150 mm maximaler Spreizweite; sowie das Large-Adult-Profil (\$349) mit 35 mm × 50 mm Valven und 200 mm maximaler Spreizweite. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), arretiert der Drehkurbelantrieb unter mechanischer Spannung absolut sicher.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Cooley Rippenspreizer so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen standhält. Damit bietet er Zentren für herzchirurgische Eingriffe, pädiatrische Kardiologien und Thorax-OPs weltweit außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest