



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Balfour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Balfour

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre d'écartement Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm, ou 200 × 265 mm
1 paire	Valves de rétraction latérales	Intégrées/Amovibles (profondeur 60 mm ou 90 mm)
1	Valve centrale réglable	47 × 80 mm, 62 × 76 mm, ou 80 × 80 mm
1	Emballage de protection	Boîte de transport individuelle

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Balfour est un instrument autostatique fondamental conçu pour assurer une séparation stable et autonome des berges de la plaie lors des interventions abdominales et pelviennes générales. Grâce à une barre transversale coulissante fluide et un mécanisme de verrouillage à vis positive, cet instrument maintient la rétraction bilatérale de la paroi abdominale tout en réduisant la fatigue de l'assistant.

Conçu pour s'adapter à une grande variété d'incisions chirurgicales et de profils morphologiques de patients, l'écarteur de Balfour est fabriqué en trois configurations cliniques standardisées : un cadre de 200 × 155 mm (avec valve centrale de 47 × 80 mm et valves latérales de 60 mm de profondeur), un cadre de 200 × 235 mm (avec valve centrale de 62 × 76 mm et valves latérales de 60 mm de profondeur), et un grand cadre de 200 × 265 mm (avec valve centrale de 80 × 80 mm et valves latérales de 90 mm de profondeur). Chaque option dispose d'une troisième valve centrale réglable pour écarter la vessie ou le contenu viscéral de manière atraumatique.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit l'écarteur de Balfour non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection individuel, offrant une durabilité robuste et des performances cliniques fiables aux blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest