



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Guttman Geburtshilfe-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Guttman Geburtshilfe-Retraktor

SKU RM-GOR-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7.5 cm Blattverlängerung — 50 mm × 70 mm Basis mit 7.5 cm Verlängerung	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm Blattverlängerung — 50 mm × 70 mm Basis mit 11 cm Verlängerung	RM-GOR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Guttman Geburtshilfe-Retraktor ist ein unverzichtbares Instrument für die Geburtshilfe und Gynäkologie, das speziell für die breite, atraumatische Verdrängung der Harnblase und der unteren Bauchwand während Kaiserschnittgeburten und offenen Beckeneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem großflächigen, glatt konturierten Blatt, schirmt dieses Instrument die Beckenviszera sicher vom unteren Uterinsegment ab und sorgt für ein freies Operationsfeld zur Kindsentwicklung.

Mit einer festen Gesamtlänge von 24 cm verfügt dieser Guttman Geburtshilfe-Retraktor über eine Basisblatt-Grundfläche von 50 mm × 70 mm. Chirurgen können das Instrument individuell anpassen, indem sie zwischen zwei Blattverlängerungen wählen: einer 7,5 cm Verlängerung (\$94) für die Standard-Beckenanatomie oder einer verlängerten 11 cm Variante (\$99) für tiefe Beckeneingriffe oder adipöse Patientinnen. Der ergonomische Griff ermöglicht dem OP-Personal eine ermüdungsfreie Hebelwirkung und eine stabile Gegentraktion.

Geschmiedet aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Guttman Geburtshilfe-Retraktor für eine hohe Beständigkeit gegenüber wiederholten Sterilisationszyklen. Dies bietet Kreißsälen und gynäkologischen OP-Abteilungen weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest