



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Mathieu Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Mathieu Retractor

SKU RM-MTR-20-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54

製品詳細

Mathieu Retractorは、一般外科、形成外科、整形外科における創縁および軟部組織の確実な多層的牽引を目的に設計された、汎用性の高い両頭型手術用鉤です。中央ハンドルの両端に異なる形状の分岐翼（Bifurcated blade）を備えており、浅層の皮下組織から深層の筋膜挙上まで、術中にスムーズな切り替えが可能です。

術野の深さに対応する臨床的汎用性を備えつつ、全長は 20 cm (8 inches) に統一されています。最高品質の外科プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、標準的な軟部組織用の 42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm (\$44) と、広範囲な筋肉変位に適した 47 mm × 13 mm / 46 × 26 mm (\$54) の2つのブレードサイズを展開しています。滑らかに丸みを帯びたブレード縁は組織損傷を防ぎ、中央ハンドルは助手の疲労を軽減するグリップを提供します。

低反射のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Mathieu Retractor は、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、高い耐食性と構造的剛性を維持します。世界中の外来クリニックや手術室で求められる臨床的耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest