



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal Cerkes avec poids - Écarteur de columelle
Gruber

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal Cerkes avec poids - Écarteur de columelle Gruber

SKU RM-CNRW-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de columelle lesté Cerkes / Gruber	Lame à crochet profilée avec poids sphérique calibré	\$79
Manchon / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Cerkes avec poids - écarteur de columelle Gruber est un écarteur de chirurgie esthétique innovant conçu pour établir une exposition stable et mains libres de la columelle et du septum caudal pendant les procédures de rhinoplastie ouverte. En combinant une lame à crochet anatomique spécialisée à un contrepoids calibré, cet instrument utilise la tension gravitationnelle pour stabiliser les tissus, éliminant ainsi la fatigue manuelle de l'assistant et l'obstruction du champ opératoire.

Conçu pour un flux de travail clinique fluide, ce système d'écarteur nasal Cerkes avec poids - écarteur de columelle Gruber dispose d'un crochet columellaire fraisé avec précision qui se place en toute sécurité sous la base nasale sans pincement ni compromis de la vascularisation cutanée. Le poids sphérique suspendu applique une contre-traction vers le bas douce et continue, maintenant une vue large et fixe des cartilages alaires inférieurs et de l'angle septal, tout en libérant les deux mains du chirurgien pour le façonnage des greffons et la suture.

Usiné à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur nasal Cerkes avec poids - écarteur de columelle Gruber selon des normes cliniques strictes, offrant aux cliniques esthétiques et aux services ORL un instrument indispensable, entièrement autoclavable et prêt pour une utilisation opératoire quotidienne.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest