



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU RM-FFR-FO-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
13 mm Hoja Ancha — 8" longitud total, 13 mm hoja, haz de fibra óptica	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm Hoja ancha — 8" de longitud total, 25 mm de hoja, haz de fibra óptica	RM-FFR-FO-1-2	\$94

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination es un separador de cirugía plástica iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una visualización superior de la cavidad y una elevación suave del colgajo durante procedimientos estéticos y reconstructivos. Al canalizar luz de fibra óptica de alta intensidad a lo largo de la superficie inferior de la hoja, este instrumento elimina las sombras dentro de los bolsillos subcutáneos profundos, lo que permite a los cirujanos verificar la hemostasia y los puntos de referencia anatómicos con facilidad.

Diseñado para un alcance preciso y despeje de cavidades, este modelo de Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination presenta un perfil total de herramienta de 8 pulgadas (203 mm) y un mango a juego de 8 pulgadas (20.3 cm). El separador está disponible en dos anchos de hoja seleccionables: 13 mm (\$89) para disecciones estrechas y 25 mm (\$94) para colgajos de tejido extensos. El haz óptico integrado incorpora una conexión universal compatible con cables de luz hospitalarios estándar (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Fabricado con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico y fibras de vidrio óptico de alta transmisión con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una durabilidad excepcional, transmisión óptica y compatibilidad total con autoclave para centros de cirugía plástica y cosmética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest