



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Greenberg Retractor Kit

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor Kit

SKU RM-GRK-1

\$3,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	Greenberg Retractor プライマリクランプ	標準スカルクランプ適合 (6 in / 152 mm) — Mayfieldまたはリジッドヘッドホルダーの支柱に直接ロック可能
4	Greenberg Retractor セカンダリクランプ	標準バー適合 (12 in / 305 mm) — プライマリバーとセカンダリバーを接続し外枠を構築
4	Greenberg Retractor ロングリトラクターアーム	長さ 9.5 in (241 mm) — ブレードを保持・配置するための可動式フリクションアーム
1	Greenberg Retractor ハンドレスト	長さ 10 in (254 mm) — 術者の手を安定させるための人間工学に基づいたサポート台
1	Greenberg Retractor パッティートレイ	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) — フレームに取り付け、生理食塩水を含ませたコットノイドやパッティーを保持
1	Greenberg Retractor 滅菌ケース	17 in × 10 in × 2.375 in — 穴あき、高耐久仕様のオーガナイザーボックス
1	Greenberg 可鍛性テーパードブレード	9 in, 幅 ¼ in × ¾ in (6 × 19 mm) — 広範な皮質圧排用の幅広ブレード
1	Greenberg 可鍛性テーパードブレード	9 in, 幅 5/32 in × ⅝ in (4 × 16 mm) — 脳葉および側頭下アプローチ用の中幅ブレード
1	Greenberg 可鍛性テーパードブレード	9 in, 幅 ⅞ in × ½ in (3 × 13 mm) — 深部の大脳鎌間または脳槽へのアクセスのための標準ブレード
1	Greenberg 可鍛性テーパードブレード	9 in, 幅 3/32 in × ⅜ in (2.4 × 9.5 mm) — 狭い頭蓋底経路用の細いテーパードブレード

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Greenberg 可鍛性テーパードブレード	9 in, 幅 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) — 繊細な神経および血管圧排用のマイクロブレード

製品詳細

Greenberg Retractor Kitは、安定した低圧での脳構造圧排が不可欠な繊細な脳神経外科手術において、信頼性の高い多用途なフレームワークを提供します。剛性のあるヘッドホルダーの支柱に直接取り付けられるように設計されており、開頭部位に調整可能な構造的架け橋を構築することで、動きを分離し、神経血管の解剖学的構造を保護します。

標準的な処置から複雑な脳神経外科介入まで対応可能な本キットには、2本の6-inchプライマリクランプ、4本の12-inchセカンダリクランプ、4本の9.5-inch多軸可動式ロングアーム、術者の手を支える10-inchハンドレストが含まれています。さらに、統合されたパッティートレイと、19 mmの幅広皮質用から1.6 mmのマイクロブレードまで、5種類の両頭可鍛性テーパードブレードが付属しています。

Retractor Makerは、非磁性の医療グレードサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止のサテン仕上げを施して製造しており、未滅菌で提供されます。17" × 10" × 2.375"の専用穴あき滅菌ケースに完全に収納でき、トレイの整理と迅速な再使用準備を可能にする完全オートクレーブ対応製品です。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest