



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Logan Wundspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Logan Wundspreizer

SKU RM-LWS-4CM-1

\$199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Untere Führungsschiene	Hauptchassis, das als Führung für die Erweiterung der Wundränder dient
1	Gleitarm-Halterung	Bewegliche Komponente, die horizontal entlang der Schiene justiert wird
2	Schraubjustier-Mechanismen	Präzisionsfeststellschrauben zum Verschieben und Sichern der Arme
2	Zinkenförmige Spreizspitzen	Rutschfeste Backenenden mit 3 × 3 scharfen, nach außen gebogenen Zähnen
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Logan Wundspreizer ist ein spezialisierter, kompakter, selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der gezielt für die sichere, freihändige Exposition von Weichgewebe und Wundrändern in der Ophthalmochirurgie, der plastischen Gesichtschirurgie und der Mikro-Rekonstruktion entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultrakurzen horizontalen Führungsschiene ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das Spreizen flacher Inzisionen mit kalibrierter Mikropräzision, wodurch die manuelle Assistenz entfällt und ein freies Sichtfeld unter Lupenbrillen und Mikroskopen erhalten bleibt.

Speziell für filigrane anatomische Zugänge konzipiert, weist diese Konfiguration des Logan Wundspreizer eine Gesamtlänge von 4 cm (1 ½ inches, \$199) auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über rutschfeste Backen mit 3 × 3 scharfen, nach außen gebogenen Zähnen, die speziell für die sichere Verankerung in dichter Aponeurose, Periost und

Muskelrändern ohne Abrutschen entwickelt wurden. Der Gleitarm lässt sich reibungslos entlang der unteren Führungsschiene verschieben und über zwei Präzisionsschraubmechanismen starr arretieren, um Ermüdungserscheinungen beim Anwender vorzubeugen.

Retractor Maker fertigt den Logan Wundspreizer mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet Augenkliniken, plastisch-chirurgischen Zentren und kranialen Mikrochirurgie-Suites weltweit eine außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)