



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Трахеальный ретрактор Jackson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Трахеальный ретрактор Jackson

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Jackson Tracheal Retractor	Общая длина 14 см, острый изогнутый кончик 8.0 mm, плоская рукоятка	\$29
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$29

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трахеальный ретрактор Jackson — это классический инструмент для хирургии дыхательных путей, разработанный специально для обеспечения надежного, нескользящего поднятия и стабилизации хрящей трахеи во время экстренных и плановых трахеостомических процедур. Благодаря изогнутому острому крючку, этот инструмент позволяет хирургу аккуратно захватывать и поднимать перстневидный хрящ или кольца трахеи, одновременно смещая вышележащую предтрахеальную фасцию и перешеек щитовидной железы.

Эта конфигурация ретрактора Jackson, созданная для работы в ограниченных хирургических полях, имеет общую длину 14 см (\$29). Дистальный рабочий конец оснащен острым изогнутым кончиком 8.0 mm, специально разработанным для надежного зацепления за фиброзный перихондрий, что предотвращает случайное смещение инструмента во время критически важного разреза дыхательных путей и введения канюли. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный ручной захват и контроль на протяжении всего вмешательства.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретрактор Jackson от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделения отоларингологии, травматологии и интенсивной терапии по всему миру исключительной коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и долговечностью при

автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)