



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Condyle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Condyle

SKU RM-CONDR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de condyle est un rétracteur chirurgical maxillo-facial indispensable, conçu spécifiquement pour offrir une exposition sûre et antidérapante du condyle mandibulaire et du col sous-condylien lors des procédures d'orthodontie et de traumatologie. Conçu pour s'accrocher fermement derrière le bord postérieur de la branche montante, cet instrument permet aux chirurgiens d'écarter les tissus ptérygo-massétériques épais tout en protégeant les structures neurovasculaires critiques.

Conçu pour un accès intra-oral profond, ce modèle d'écarteur de condyle présente une longueur totale de 21 cm qui offre une portée maximale tout en réduisant considérablement la fatigue de l'assistant lors d'interventions prolongées. L'instrument est fabriqué en deux dimensions de lame au choix : 8 mm × 27 mm (\$44) et 10 mm × 44 mm (\$49). Son extrémité active intègre des stries transversales spécialisées, conçues pour assurer une prise améliorée sur les tissus périostés glissants, garantissant une contre-traction constante sans risque de glissement accidentel sur les bords de l'os cortical.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de condyle pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plasticiens du monde entier un équilibre ergonomique supérieur, une haute résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest