



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Scoville Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

\$259 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動保持式ガイドレールフレーム	脳神経外科および脊椎腔の術野展開用に設計されたメインベーススライダートラック
1	着脱式シングルシャープブロング横型ブレード	切開線の深部に固定するために設計された50 mmシングルクロウブレード
1	着脱式ソリッド歯付横型ブレード	構造化された歯付チップを備えた60 mm × 25 mmのソリッド骨牽引ブレード
1	内蔵手動スクリューロックギア	ユーザーの疲労を軽減しながら正確な水平展開を固定するネジ機構
2	人間工学に基づいた開創用アーム	滑らかな外周エッジを備えた軽量のデュアルアームシャンク
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Scoville Self Retaining Retractorは、後方腰椎減圧術において、傍脊柱筋の深部展開と椎弓の露出をハンズフリーで実現するために設計された、国際的に高く評価されている脊椎外科用開創器システムです。超硬質スライダーガイドレールを採用したこの器具は、ロックされた機械的張力の下で密な多裂筋や最長筋の筋面を保持し、助手の疲労を排除しながら、椎弓に至る静的で開かれた術野を確保します。

臨床仕様に基づいて構築されたこのScoville Self Retaining Retractorコンプリートセット（\$259）は、水平方向に最大150 mmまで拡張可能なパラレルスライダーガイドレールフレームを特徴としています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製作されたこのモジュール式システムには、滑ることなく切開線の深部に固定できるよう設計された有効長50 mmの着脱式シングルシャープ横型ブレードと、骨や筋肉層をきれいに牽引するための60 mm × 25 mm（幅

25 mm × 長さ60 mm) の着脱式ソリッド歯付横型ブレードが含まれています。内蔵の頭手動スクリュロックギアにより、正確な水平展開を強固に固定し、人間工学に基づいたデュアルアーム開創器シャンクは、周囲の組織を保護するために滑らかな外周形状を採用しています。

反射防止サテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のScoville Self Retaining Retractorは、強大な機械的反力と繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の脳神経外科手術室、脊椎センター、整形外科外傷ユニットに、優れた構造的剛性、耐食性、および完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest