



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sailer Nasal Spine Retrator

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sailer Nasal Spine Retrator

SKU RM-SNSR-49-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sailer Nasal Spine Retrator	Çentikli nazal spina uçlu, düz saplı el tipi retrator	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sailer Nasal Spine Retrator, Le Fort I osteotomileri sırasında spina nasalis anterior bölgesinde güvenli, kaymaz yumuşak doku ekartasyonu ve kemik stabilizasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortognatik ve fasiyal rekonstrüktif cerrahi retratördür. Anatomik çentikli sele ucuyla tasarlanan bu alet, spina nasalis anterioru tam kavrayarak üst dudağı ve kolumellayı resiprokal kemik testerelerinden güvenli bir şekilde uzaklaştırır.

İntraoral kontrolü en üst düzeye çıkarmak için geliştirilen bu özel Sailer Nasal Spine Retrator konfigürasyonu (\$49), cerrahi ekiplere dar orta yüz koridorlarında tavizsiz bir stabilite sunar. Üstün kaliteli ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden üretilen çatallı bıçak ucu, nazal spina korteksi üzerine sıkıca oturarak aletin kazara yerinden oynamasını önlerken kıkırdaklı nazal septumu travmadan korur. Ergonomik düz sapı, cerrahi asistanların uzun süreli kemik kesileri boyunca sabit manuel kaldırma gücünü korumasını sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Sailer Nasal Spine Retrator, tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir. Dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve fasiyal plastik cerrahi üniteleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest