



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken

SKU RM-CLNR-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken	6" (15.2 cm) Gesamtlänge, 14 mm Breite, doppelendig	\$49
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken ist ein unverzichtbarer Retraktor für die plastische und rekonstruktive Chirurgie, der speziell für die duale Gewebeexposition bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalten-Operationen und Rhinoplastiken entwickelt wurde. Durch zwei spezialisierte anatomische Arbeitsenden an einem einzigen Schaft ermöglicht dieses Instrument Chirurgen den mühelosen Wechsel zwischen filigraner intranasaler Expansion und oberer Lippenanhebung, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.

Um die intraoperative Visualisierung über zwei verschiedene Gesichtsstrukturen hinweg zu maximieren, verfügt diese Konfiguration des Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken über eine Gesamtlänge von 6 inches (15.2 cm) und eine Breite von 14 mm (\$49). Das Nasenende ist mit zwei stumpfen Zinken ausgestattet, die sicher im Nasenvorhof sitzen und den Alarrand retinieren, um das interne Sichtfeld zu erweitern. Das gegenüberliegende Lippenende weist eine glatte, nach innen gerichtete Krümmung auf, die darauf ausgelegt ist, die Oberlippe und die Philtrumkanten während der Spaltkorrektur komfortabel anzuheben, ohne das Schleimhautgewebe zu quetschen.

Gefertigt aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, stellt Retractor Maker den Cronin Lippen- und Nasenflügel-Wundhaken nach strengen klinischen Standards her. Dies garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit, exzellente ergonomische Balance und vollständige Autoklavierbarkeit für pädiatrische,

plastische und kraniofaziale Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest