



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Seeburger Ekartör - İkili Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Seeburger Ekartör - İkili Set

SKU RM-SRS-14-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Seeburger Ekartörler	14 cm toplam uzunluk, düz sap, kavisli uçlar	\$54
Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Seeburger Ekartör - İkili Set; genel, plastik ve rekonstrüktif prosedürler sırasında güvenilir, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve yüzeysel yara kenarı ekarte edilmesi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış temel eşli bir cerrahi alet setidir. Dengeli çift çalışma profiliyle tasarlanan bu set, cerrahi asistanların hassas dermal veya subdermal düzlemleri ezmeden karşıt insizyon sınırlarında sabit manuel karşı-traksiyon sürdürmelerine olanak tanır.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyonuna dayanacak şekilde üretilen ve paslanma ile kusurlara karşı ömür boyu garanti sunan bu Seeburger Ekartör - İkili Set konfigürasyonu, 14 cm (\$54) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Premium ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen alet gövdesi, hassas mikro diseksiyonlar sırasında olağanüstü dokusal hassasiyet ve ergonomik denge sağlayan ince bir merkezi düz sap düzeneği içerir. Sertifikalı premium ameliyathane sınıfı el tipi ekartör seti olarak sınıflandırılan her iki ünite de fokal doku travmasını ortadan kaldırmak için pürüzsüz konturlu uç sınırlarına sahiptir.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Seeburger Ekartör - İkili Seti'ni yoğun cerrahi aydınlatma altında en yüksek klinik standartları korumak için üretmekte; dünya çapındaki ayakta tedavi cerrahi merkezlerine, travma tiyatrolarına ve hastane ameliyathanelerine eşsiz dayanıklılık, korozyon direnci ve eksiksiz otoklav güvenilirliği sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest