



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter

SKU RM-BHSRS-1

\$999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Simple	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Doble	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Triple	Mini Estándar — punta afilada o roma
2	Valva Mini-Bookwalter, Gancho Cuádruple	Mini Estándar — punta afilada o roma
1	Cremallera de Torsión Mini-Bookwalter	Mini Estándar
4	Mecanismo de Cremallera Mini Basculante Bookwalter	Mini Estándar
1	Aro Partido Mini-Bookwalter	7" (17.5 cm)
1	Caja de Esterilización	Estuche protector

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter es un sistema autoestático compacto diseñado para proporcionar una separación estable y manos libres durante procedimientos quirúrgicos delicados de mano, muñeca y extremidades superiores. El set se basa en un aro partido Mini-Bookwalter de 7" (17.5 cm), que forma el marco de trabajo alrededor del campo operatorio.

Cuatro mecanismos de cremallera mini basculantes y una cremallera de torsión mini aseguran las valvas incluidas al aro partido, permitiendo ajustar de forma independiente el ángulo y la tensión de cada valva. El Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter incluye valvas Mini-Bookwalter de gancho simple, doble,

triple y cuádruple, disponibles con puntas afiladas o romas, para que la configuración de la valva pueda seleccionarse según la exposición requerida. Un soporte StrongArm está disponible por separado para el montaje en mesa.

Todos los componentes están fabricados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético). El sistema es reutilizable y totalmente autoclavable.

El Sistema de Separador Quirúrgico de Mano Bookwalter se suministra no estéril. Debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario antes de su uso. Retractor Maker, con sede en Sialkot, Pakistán, fabrica y suministra este sistema directamente a hospitales, cirujanos y distribuidores.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest