



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores US Army, Juego de Dos

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores US Army, Juego de Dos

SKU RM-USAR-SET-21-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separadores US Army	Longitud total de 21 cm, hojas de doble extremo de 38×22 mm y 41×25 mm	\$49
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego de dos Separadores US Army es un conjunto de instrumentos quirúrgicos pareados de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento versátil de tejidos blandos y bordes de heridas a múltiples profundidades durante procedimientos generales, ortopédicos y plásticos. Diseñados con hojas en ángulo recto contrastantes en los extremos opuestos de un mango central fenestrado, estos separadores permiten a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la retracción de tejido subcutáneo superficial y la elevación muscular profunda sin necesidad de cambiar de instrumento.

Construido para ofrecer una garantía absoluta de por vida contra el óxido y defectos de materiales, este kit de Separadores US Army de dos unidades presenta una longitud fija de 21 cm (\$49). Fabricado a mano con materiales de grado quirúrgico de primera calidad, el juego es altamente personalizable a través de tres composiciones de materiales base distintas seleccionables mediante las configuraciones de pedido. La arquitectura de hoja de doble extremo incorpora una superficie de hoja pequeña que mide 38 mm de largo × 22 mm de ancho, emparejada con una superficie de hoja grande que mide 41 mm de largo × 25 mm de ancho, ambas contorneadas con labios atraumáticos suaves que evitan el deslizamiento del tejido y los hematomas localizados.

Forjados con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el juego de dos Separadores US Army para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a clínicas ambulatorias, salas de traumatología y centros quirúrgicos de todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la

corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest