



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Bras unique Iron Intern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bras unique Iron Intern

SKU RM-IISA-SERIES-1

\$999 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle Standard 17"	RM-IISA-1-1	\$999
Modèle Standard 22"	RM-IISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-3-1	\$1,299
Variante Duplex 22"	RM-IISA-4-1	\$1,399
Variante Pliable 22"	RM-IISA-5-1	\$1,499
Modèle Standard 26"	RM-IISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IISA-7-1	\$1,699

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le bras unique Iron Intern est un système de rétracteur chirurgical monté sur table, acclamé internationalement, conçu spécifiquement pour fournir une rétraction viscérale et un déplacement tissulaire structuraux solides et sans les mains pendant les procédures générales ouvertes, bariatriques et laparoscopiques. Conçu pour se fixer solidement aux rails latéraux des tables d'opération standard, ce bras de maintien mécanique remplace la fatigue de l'assistant manuel par une contre-traction statique inébranlable, maintenant un corridor opératoire large et stationnaire tout au long des longues opérations abdominales et pelviennes.

Construit selon les spécifications cliniques, cette série de bras unique Iron Intern offre une matrice de sélection étendue couvrant trois portées de poteau longitudinales et des niveaux de service spécialisés. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les configurations comprennent

un bras Standard de 17 pouces (43 cm) (999 \$) pour la chirurgie pédiatrique et les champs compacts ; un bras Standard de 22 pouces (56 cm) (1 199 \$) ; un bras Jumbo Heavy Duty de 22 pouces (1 299 \$) pour les charges bariatriques ; une variante Duplex de 22 pouces (1 399 \$) supportant plusieurs pinces accessoires ; une variante Pliable de 22 pouces (1 499 \$) pour un dégagement rapide sans libérer les pinces de table ; un bras Standard de 26 pouces (66 cm) (1 599 \$) pour les laparotomies ouvertes profondes ; et un bras Jumbo Heavy Duty ultra-rigide de 26 pouces (1 699 \$) conçu pour les greffes hépatiques complexes et l'oncologie étendue.

Forgé avec une finition satinée mate anti-reflet, Retractor Maker fabrique le bras unique Iron Intern pour résister aux cycles répétés d'autoclavage hospitalier, fournissant aux blocs opératoires de chirurgie générale, aux centres bariatriques et aux salles d'opération de traumatologie du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité complète à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest