



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique poplité de Darling

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur autostatique poplité de Darling

SKU RM-DPSRR-1

\$109 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Option A — 54 mm × 25 mm Gauche / 76 mm × 38 mm Droite — Exposition profonde de l'artère poplitée avec déplacement musculaire latéral	RM-DPSRR-1-1	\$109
Option B — 76 mm × 38 mm Gauche / 54 mm × 25 mm Droite — Exposition profonde de l'artère poplitée avec déplacement musculaire médial	RM-DPSRR-1-2	\$109

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique poplité de Darling est un instrument chirurgical vasculaire et orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour offrir une exposition stable et mains libres de la fosse poplitée et de la trifurcation vasculaire. Conçu avec des valves asymétriques qui épousent les contours anatomiques profonds de l'espace postérieur du genou, cet instrument déplace les muscles jumeaux (gastrocnémiens) et les ischio-jambiers sans comprimer les vaisseaux poplités.

Conçu pour une adaptabilité procédurale complète, cet écarteur autostatique poplité de Darling comprend un cadre autostatique réglable avec des jeux de valves doubles personnalisables (\$109). Les chirurgiens peuvent configurer le cadre avec les options 54 mm × 25 mm gauche / 76 mm × 38 mm droite ou 76 mm × 38 mm gauche / 54 mm × 25 mm droite, les séries de production standard acceptant également des ratios de valves de 76 mm × 25 mm. Le verrouillage à crémaillère multiposition intégré maintient automatiquement la contre-tension ciblée sur les tissus, éliminant la fatigue de l'assistant lors des pontages vasculaires délicats.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique poplité de Darling pour résister aux cycles de

stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité clinique totale pour les blocs opératoires vasculaires et de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest