



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Эзофагеальный артикулирующий ретрактор

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Эзофагеальный артикулирующий ретрактор

SKU RM-EAR-299-1

\$299 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Стержень 5 мм	RM-EAR-5-1	\$299
Стержень 10 мм	RM-EAR-10-1	\$299

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эзофагеальный артикулирующий ретрактор — незаменимый лапароскопический хирургический ретрактор и диссектор, специально разработанный для обеспечения безопасной, атравматичной мобилизации пищевода, обнажения пищевода отверстия и ретрогастрального прохода во время бариатрической и антирефлюксной хирургии. Разработанный с артикулируемым дистальным кончиком, способным сгибаться более чем на 90 градусов, этот инструмент плавно обхватывает пищеводно-желудочное соединение, позволяя хирургам создать чистое ретроэзофагеальное окно без сдавливания прилежащих блуждающих нервов или разрыва хрупкой мускулатуры пищевода.

Созданный в соответствии с клиническими спецификациями, эта модель эзофагеального артикулирующего ретрактора (299 долларов США) предлагает универсальные варианты диаметра стержня 5 мм или 10 мм, с рабочей длиной от 330 мм до 375 мм (общая длина инструмента от 438 мм до 487 мм). Изготовленный вручную из немецкой нержавеющей стали, рабочий конец оснащен специальной фенестрацией, разработанной специально для прохождения бариатрических колец, хирургических лент или дренажных петель Пенроуза через ретроэзофагеальное пространство. Возможность артикуляции кончика сгибается под углом более 90°, управляемая эргономичным регулировочным колесом на рукоятке, которое жестко фиксирует ориентацию.

Изготовленный с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит эзофагеальный артикулирующий ретрактор, выдерживающий многократные циклы автоклавирования в больнице, обеспечивая бариатрические операционные центры, операционные для операций на переднем отделе

ЖКТ и малоинвазивные клинические центры по всему миру непревзойденной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью автоклавирования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest