



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Aufricht

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Aufricht

SKU RM-ANR-6IN-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sin succión (estándar)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Con tubo de succión	RM-ANR-6IN-1-2	\$199

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador nasal Aufricht es un instrumento quirúrgico estándar de la industria diseñado para proporcionar una elevación constante de la cubierta cutánea nasal y el cartílago durante rinoplastias y procedimientos nasales reconstructivos. Diseñado con una hoja sólida y plana de 8 mm de ancho que termina en un perfil de punta curva, este instrumento engancha de manera segura los tejidos intranasales profundos mientras distribuye las fuerzas de retracción uniformemente a través del dorso nasal.

Diseñado para ofrecer flexibilidad procedimental, este separador nasal Aufricht de 6 pulgadas (15.2 cm) se fabrica en dos configuraciones funcionales: un modelo estándar de hoja sólida (\$59) y una configuración con tubo de succión integrado (\$199). El modelo de succión incorpora un canal de evacuación dedicado a lo largo del vástago, lo que permite a los cirujanos aspirar sangre y fluidos de irrigación del campo quirúrgico simultáneamente sin requerir un dispositivo de succión independiente.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el separador nasal Aufricht no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector, proporcionando a los equipos quirúrgicos de cirugía plástica, estética y otorrinolaringología una durabilidad prolongada y una utilidad clínica excepcional.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest