



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор с гибким стержнем (Flexible Neck Retractor)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор с гибким стержнем (Flexible Neck Retractor)

SKU RM-FNR-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
2-зубчатая конструкция — острые или тупые концы	RM-FNR-1-1	\$29
3-зубчатая конструкция — острые или тупые концы	RM-FNR-1-2	\$34
4-зубца Комплект — Острые или тупые концы	RM-FNR-1-3	\$39

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Flexible Neck Retractor — это универсальный ручной хирургический инструмент, специально разработанный для обеспечения индивидуальной экспозиции мягких тканей и ретракции краев ран при работе со сложными контурами шеи и лица. Благодаря полупластичному сегменту стержня, этот инструмент позволяет хирургам и ассистентам изгибать и моделировать вал непосредственно во время операции, чтобы обойти визуальные препятствия и избежать скопления инструментов в узких операционных коридорах.

Разработанный для различных анатомических зон, Flexible Neck Retractor имеет стандартную общую длину 16 см, что обеспечивает сбалансированный ручной контроль и точную тактильную обратную связь. Инструмент выпускается в трех вариантах конфигурации зубцов: 2-зубчатый (\$29), 3-зубчатый (\$34) и расширенный 4-зубчатый (\$39). Каждая конфигурация доступна с острыми кончиками для надежной фиксации на плотных фасциальных слоях или тупыми кончиками для безопасной защиты нейроваскулярных структур и нежных краев кожи.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Flexible Neck Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные сгибания и

стандартные циклы автоклавирования, обеспечивая ЛОР-врачам, пластическим и общим хирургам по всему миру исключительную универсальность, коррозионную стойкость и полную клиническую долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest