



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Levasseur Merrill à fibre optique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Levasseur Merrill à fibre optique

SKU RM-LMR-FO-1

\$139 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	Dimensions / Détails : longueur 25 cm, lame 12,5 / 27 mm, faisceau lumineux à fibre optique · Quantité incluse : 1
1	Adaptateur universel pour câble de lumière	Dimensions / Détails : se connecte aux câbles de lumière standard du bloc opératoire · Quantité incluse : 1
1	Housse / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport standard · Quantité incluse : 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Levasseur Merrill à fibre optique est un écarteur chirurgical maxillofacial éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une protection sûre des tissus mous associée à une illumination optique directe et sans ombre pendant les ostéotomies verticales du ramus. En canalisant une lumière de haute intensité le long du contour interne de sa lame à canal, cet instrument élimine les zones d'ombre dans les tunnels intra-oraux profonds, permettant aux chirurgiens d'exécuter des coupes d'ostéotomie verticale en toute confiance anatomique.

Conçu pour les interventions osseuses mandibulaires sans compromis, ce modèle d'écarteur Levasseur Merrill à fibre optique présente une longueur totale d'instrument de 25 cm (\$139). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre des configurations de paramètres d'ostéotomie spécialisées avec des dimensions de 12,5 mm / 27 mm explicitement optimisées pour les ostéotomies verticales. Son faisceau de fibres optiques intégré comprend un connecteur universel compatible avec les câbles de lumière de bloc opératoire standard (Storz, Olympus, Wolf, ACMI), assurant une connectivité sans effort aux sources lumineuses.

Doté d'une finition satinée mate antireflet sur toutes les surfaces métalliques, Retractor Maker produit l'écarteur Levasseur Merrill à fibre optique pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie maxillofaciale et orthognathique du monde entier une clarté optique exceptionnelle, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest