



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador del Borde Piriforme

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador del Borde Piriforme

SKU RM-PRR-17-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Pequeño — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Estándar — 18.5 cm, hoja de 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador del Borde Piriforme es un retractor quirúrgico esencial en maxilofacial y rinoplastia, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido blando seguro y atraumático, permitiendo la exposición ósea alrededor de la apertura nasal. Diseñado con un pico de enganche contorneado anatómicamente, este instrumento permite a los cirujanos sujetarse firmemente sobre el margen lateral piriforme, elevando el labio superior, la musculatura paranasal y el periostio para alejarlos limpiamente de las sierras óseas recíprocas durante las osteotomías del tercio medio facial.

Construido para un aclaramiento intraoral óptimo, esta configuración del Separador del Borde Piriforme presenta una longitud total de 17 cm (\$49). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los márgenes de su hoja pulida suavemente se asientan firmemente contra el hueso cortical sin lacerar la frágil mucosa nasal ni comprimir los haces neurovasculares paranasales. El mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una tracción manual constante durante reconstrucciones maxilofaciales extensas.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador del Borde Piriforme para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía maxilofacial y reconstructiva facial en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest