



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cobra

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cobra

SKU RM-COBR-1

\$79 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Punta Estándar — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
Punta Aguda Estándar — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
Modelo Ancho — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
Pequeño modificado — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
Doble extremo — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
Modelo Profundo — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
Grande modificado — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cobra es un instrumento quirúrgico ortopédico de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar una palanca ósea potente y estable, así como una retracción profunda de tejidos blandos durante el reemplazo total de cadera y la cirugía de reconstrucción pélvica. Diseñado con una icónica hoja ensanchada y curvada tipo cobra que se estrecha hacia una punta contorneada, este instrumento se engancha de forma segura sobre el borde acetabular o la corteza femoral, desplazando grandes masas musculares lejos de la articulación.

Construido para una adaptabilidad procedimental completa, la serie de Separadores Cobra se fabrica en siete configuraciones especializadas que abarcan longitudes desde 11.75 pulgadas hasta 14.75 pulgadas: Punta Estándar (12", \$79), Estándar con Punta Afilada (12", \$84), Ancho (11.75", \$89), Pequeño Modificado (12.5",

\$94), Doble Extremo (14", \$99), Profundo (14.5", \$104) y Grande Modificado (14.75", \$109). Su mango curvado permite que las manos del asistente se mantengan alejadas del campo operatorio de forma segura, preservando la línea de visión directa durante el fresado acetabular y el brochado femoral.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Cobra para soportar una inmensa palanca mecánica sin doblarse, proporcionando a los cirujanos de reemplazo articular y trauma de todo el mundo una durabilidad clínica inquebrantable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest