



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Freeman 皮弁開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Freeman 皮弁開創器

SKU RM-FFR-8-1

\$19 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
½" (12 mm) 幅 — 曲 または 直	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) 幅 — 曲 または 直	RM-FFR-8-1-2	\$24

製品詳細

Freeman 皮弁開創器は、美容・再建外科手術において安定した非外傷性の皮弁挙上および皮下組織の牽引を行うために特別に設計された、不可欠な手持ち式形成外科用器具です。滑らかなブレード形状と先端の緩やかな保持用リップにより、組織の裂傷や縁の壊死を引き起こすことなく、広いワーキングポケットを維持することができます。

あらゆる術式への適応性を備えたこの Freeman 皮弁開創器モデルは、全長 8 inches (20.3 cm) で設計されています。ブレード幅は、繊細で局所的な皮弁挙上用の ½-inch (12 mm) 幅 (\$19) と、より広範囲な皮膚平面用の 1-inch (24 mm) 幅 (\$24) から選択しカスタマイズ可能です。いずれの幅も、組織のベクトルに合わせて曲 (Curved) または直 (Straight) の先端プロファイルを選択できます。バランスの取れたフラットハンドルにより、疲労の少ない快適な手動グリップを提供します。

Retractor Maker は、反射を防ぐサテンマット仕上げを施したプレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用して Freeman 皮弁開創器を製造しています。病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、優れた耐食性、構造的剛性、そして完全な臨床的信頼性を世界中の形成外科、美容外科、一般外科に提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest